


# PINOS DESCARTÁVEIS PARA FIXAÇÃO CRANIAL

M I C R O M A R  
INSPIRED BY LIFE



VER: 02 - 31/08/2021 - As imagens deste catálogo são ilustrativas. Verifique disponibilidade em sua região.



**Micromar Ind. Com. Ltda.**  
Av. Marginal ao Córrego da Serraria, nº 168  
CEP 09980-390  
Diadema - São Paulo - Brasil  
Telefone/Fax +55 11 4057-5722  
comercial@micromar.com  
www.micromar.com.br


**Redes Sociais**  
[www.micromar.com](http://www.micromar.com)  
[facebook.com/micromar](https://facebook.com/micromar)  
[instagram.com/micromarneurosurgery](https://instagram.com/micromarneurosurgery)

M I C R O M A R  
INSPIRED BY LIFE

## CARACTERÍSTICAS



Ponta do pino modelo adulto.



Ponta do pino modelo pediátrico.

- Ponta angulada e com grande resistência mecânica. Seu ângulo amplo evita torção ou que a ponta dobre contra o osso do paciente ao aplicar força;
- Design que oferece grande fixação e mínimo impacto ao paciente;

- Ergonomia que facilita a inserção e remoção do pino no fixador cranial;
- Modelos adultos e pediátricos, especialmente projetados para serem minimamente invasivos;
- Esterilização por ETO.


## SEGURANÇA

Os pinos de fixação cranial Micromar possuem proteção em sua ponta que evitam acidentes durante o preparo do paciente.



## MODELOS

A Micromar oferece pinos para Fixação Cranial produzidos em Aço Inoxidável, Titânio e Alumínio - mais leve e com menor interferência de artefato nas imagens - desenvolvidos com diferentes características para atender as diferentes necessidades cirúrgicas.



O kit de pinos para fixação cranial de uso único é composto por 03 unidades do mesmo modelo.



CÓDIGO	MATERIAL	USO
MD0300FAA	Aço Inox	Pediátrico
MD0100FAA	Aço Inox	Adulto

MD0310FAA	Alumínio	Pediátrico
MD0110FAA	Alumínio	Adulto

MD0320FAA	Titânio	Pediátrico
MD0120FAA	Titânio	Adulto