

Aspirador Eletrodo

para Neuroestimulação

Mapeamento cortical e subcortical com aspiração simultânea

A linha de aspiradores eletrodos Micromar foi desenvolvida para mapeamento cortical e subcortical com aspiração simultânea, eliminando a troca de instrumental durante o procedimento.

Os 4 modelos monopolares foram desenvolvidos para uso em conjunto com neuromonitorização intra operatória, tornando mais segura a ressecção de tumor.

Vantagens

- Controle de sucção;
- Mandril de desobstrução de secreções;
- Exclusivo design que incorpora o fio para liberdade de manuseio durante o procedimento;
- Conexão padrão touch proof 1,5mm;
- Ganho de tempo no procedimento, dispensando troca de componentes;
- Diferentes diâmetros e comprimentos para áreas superficiais ou mais profundas;
- Ponta exposta de 5mm.



Aspiradores Eletrodo	Código	Descrição
	SP000090FAA	Aspirador Eletrodo Descartável - 11G x 120mm
	SP000100FAA	Aspirador Eletrodo Descartável - 11G x 75mm
	SP000110FAA	Aspirador Eletrodo Descartável - 8G x 120mm
	SP000120FAA	Aspirador Eletrodo Descartável - 8G x 75mm

Aspirador Eletrodo - VER:01 - 30/01/2020. Imagens meramente ilustrativas. Todas as marcas citadas neste catálogo são de propriedade da Micromar. Reg. ANVISA: 80051250060

Micromar Ind. Com. Ltda.
Av. Marginal ao Córrego da Serraria, nº 168
CEP 09980-390
Diadema · São Paulo · Brasil
Telefone/Fax +55 11 4057-5722
info@micromar.com

Micromar Europe S.L.
Calle Alemania 1, 1C
CP 45005
Toledo · Spain
Phone: +34 925 718 022
info@micromareurope.com

M I C R O M A R
INSPIRED BY LIFE